

19. Oktober 2017

Lipidmanagement zu Hause

Mit dem innovativen Aufbewahrungssystem PraluBase[®] bietet Sanofi Patienten ab sofort weitere Unterstützung bei ihrem Lipidmanagement. PraluBase[®] ist ein Aufbewahrungs- und Erinnerungssystem für Praluent[®]-Fertigpens. Die von Sanofi eigens für den Hausgebrauch entwickelte Aufbewahrungsbox für Alirocumab (Praluent[®]) erleichtert den Patienten die Aufbewahrung ihrer Fertigpens im Kühlschrank und erinnert an die regelmäßige Injektion. Dies ist nicht nur praktisch, sondern fördert auch die Therapiesicherheit und Adhärenz der Lipidmanagement-Therapie.

Die PraluBase[®] wird platzsparend magnetisch im Kühlschrank angebracht und sorgt so dafür, dass die Pens immer bei der vorgeschriebenen Temperatur (+2 °C bis +8 °C) und getrennt von den Lebensmitteln gelagert werden können. Zudem zeigt die Digitalanzeige der PraluBase[®] beim Öffnen des Kühlschranks an, in wie vielen Tagen die nächste Alirocumab Injektion erfolgen muss. Am Injektionstag ertönt zusätzlich ein dezentes Erinnerungssignal. In der PraluBase[®] können bis zu sechs Pens aufbewahrt werden.

Das Aufbewahrungssystem wird in Deutschland hergestellt und funktioniert mit handelsüblichen Batterien. Patienten, die erste Informationen zur PraluBase[®] über ihren behandelnden Arzt erhalten haben, können das Gerät gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro per Antwortkarte oder über die kostenlose PraluBase[®]-Hotline: 0800/8688690 bestellen.

Quelle: Sanofi